



# SPZOZ Warszawa-Ursynów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
W a r s z a w a - U r s y n ó w

ul. Zamiany 13, 02-786 Warszawa, Regon: 017185839, NIP: 951-19-98-375  
sekretariat: tel. 22 643 74 44; tel./fax 22 641 52 14; centrala: 22 641 67 59,  
22 641 29 94, 22 643 03 99, e-mail: biuro@zozursynow.pl, www.zozursynow.pl



**ZPORR**  
Zintegrowany Program  
Operacyjny  
Rozwoju Regionalnego



**RZETELNA Firma**  
Wyróżnienie, które  
zobowiązuje



Warszawa, dnia 19.03.2020 r.

Nr sprawy SPZOZ.U.197/2020

## ZAWIADOMIENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację dostaw materiałów dezynfekcyjnych na potrzeby placówek Zamawiającego, znajdujących się w Warszawie przy ul. Na Uboczu 5, Romera 4, Zamiany 13, Kajakowa 12, Samsonowska 1, Kłobucka 14 (Nr sprawy SPZOZ.U.197/2020) wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść wyjaśnień na otrzymane zapytania zamieszczono poniżej.

### Zapytanie nr 1 z dnia 11.02.2020 r.

**Pytanie 1:** Pakiet 11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek (Mikrozid Sensitive Wipes Box) do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu, takich jak metale, wyroby wykonane z tworzyw sztucznych, kauczuka, szkła akrylowego (w tym obudowy, monitorów, klawiatury, głowice USG, aparatów diagnostycznych, słuchawek lekarskich, inkubatory itp.). Możliwość zastosowania na oddziałach noworodkowych. Chusteczki posiadają doskonałą tolerancję materiałową, nie uszkadzając dezynfekowanych powierzchni. Bez zawartości aldehydów i fosforanów. Chusteczka o wymiarach 20 cm x 20 cm, Spektrum działania: B ( w tym MRSA) w czasie 1 min (EN 13727), F (C.albicans ) w czasie 1 min (EN 13624), Tbc w czasie 15 min. (EN 14348) V (HIV,HBV,HCV,BVDV,Vaccina, Rota) w czasie 1 min zgodnie z wytycznymi DVV,RKI (Instytutu Roberta Kocha).Opakowanie BOX a 200 szt. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o możliwość odpowiedniego przeliczenia ilości opakowań.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek (Mikrozid Sensitive Wipes Box i przeliczenie ilości opakowań.

**Pytanie 2:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek (Mikrozid Sensitive Wipes Wkład) do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu, takich jak metale, wyroby wykonane z tworzyw sztucznych, kauczuka, szkła akrylowego (w tym obudowy monitorów, klawiatury, głowice USG, aparatów diagnostycznych, słuchawek lekarskich, inkubatory itp.). Możliwość zastosowania na oddziałach noworodkowych. Chusteczki posiadają doskonałą tolerancję materiałową, nie uszkadzając dezynfekowanych powierzchni. Bez zawartości aldehydów i fosforanów. Chusteczka o wymiarach 20 cm x 20 cm, Spektrum działania: B ( w tym MRSA) w czasie 1 min (EN 13727), F (C.albicans ) w czasie 1 min (EN 13624), Tbc w czasie 15 min. (EN 14348) V, (HIV,HBV,HCV,BVDV,Vaccina, Rota) w czasie 1 min zgodnie z wytycznymi DVV,RKI (Instytutu Roberta Kocha).Opakowanie wkład a 200 szt. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o możliwość odpowiedniego przeliczenia ilości

opakowań.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek (Mikrozid Sensitive Wipes Wkład i przeliczenie ilości opakowań.

**Pytanie 3:** Pakiet 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu (Mikrozid af Wipes Box) w postaci chusteczek do szybkiej dezynfekcji i czyszczenia powierzchni wyrobów medycznych .Produkt zawiera: etanol (94%) oraz propan-1-ol. Chusteczki są przeznaczone do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholi z możliwością stosowania na oddziałach neonatologicznych i noworodkowych. Spektrum działania: B ( w tym MRSA) w czasie 1 min (EN 13727), F (C.albicans) w czasie 1 min (EN 13624) , Tbc w czasie 1 min (EN 14348), V ( HIV,HBV,HCV,BVDV,Vaccina, Rota ) w czasie 30 sekund ( zgodnie z wytycznymi DVV,RKI (Instytutu Roberta Kocha) , V (polyoma SV 40) w czasie 10 min ( zgodnie z wytycznymi DVV,RKI (Instytutu Roberta Kocha), V (Noro) w czasie 1 min (EN 14476) Chusteczki o wymiarach 14 cm x 18 cm Opakowanie: BOX a 150szt. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o możliwość odpowiedniego przeliczenia ilości opakowań.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu (Mikrozid af Wipes Box) i przeliczenie ilości opakowań.

**Pytanie 4:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu (Mikrozid af Wipes wkład) w postaci chusteczek do szybkiej dezynfekcji i czyszczenia powierzchni wyrobów medycznych .Produkt zawiera: etanol (94%) oraz propan-1-ol. Chusteczki są przeznaczone do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholi z możliwością stosowania na oddziałach neonatologicznych i noworodkowych. Spektrum działania: B ( w tym MRSA) w czasie 1 min (EN 13727), F (C.albicans) w czasie 1 min (EN 13624) , Tbc w czasie 1 min (EN 14348), V ( HIV,HBV,HCV,BVDV,Vaccina, Rota ) w czasie 30 sekund ( zgodnie z wytycznymi DVV,RKI (Instytutu Roberta Kocha) , V (polyoma SV 40) w czasie 10 min ( zgodnie z wytycznymi DVV,RKI (Instytutu Roberta Kocha), V (Noro) w czasie 1 min (EN 14476) Chusteczki o wymiarach 14 cm x 18 cm Opakowanie : wkład a 150szt . Jednocześnie zwracamy się z prośbą o możliwość odpowiedniego przeliczenia ilości opakowań.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu (Mikrozid af Wipes wkład i przeliczenie ilości opakowań.

Jednocześnie informujemy, że zmianie ulega godzina składania ofert: 20.03.2020 r., z godz. 9:00 na godzinę 14.00.